


ELECTRODES ECG NEONAT / PEDIATRIQUES



- ***Adaptées à leurs besoins et conditions spécifiques***

Comme le gel bio-adhésif spécial garantit des propriétés adhésives adaptées à l'humidité d'une couveuse, les électrodes n'ont plus besoin d'être changées fréquemment.

Les électrodes et câbles sont si doux qu'ils ne provoquent aucune irritation. Ainsi, rien ne vient troubler le repos du nourrisson ou de l'enfant, ni votre travail.

- ***Appropriées aux examens radiographiques et d'IRM***

Les électrodes Intégral Process transparentes aux rayons X ne produisent aucune ombre sur les images radiographiques.

- ***Simplicité d'emploi***

Les électrodes sont emballées par trois (nombre exact pour un patient). Elles sont faciles à déballer et à appliquer. Le gel ne colle pas aux vêtements ni aux draps.

- ***Boîte distributrice***

Cette boîte distributrice permet un rangement optimal et évite que les sachets ne se mélangent. Il est également très facile d'extraire les sachets de la boîte.



CARACTERIQUES :

- Electrodes sans latex
- Très faible impédance
- Taille unique pour toute morphologie
- Absence PVC électrode : OUI
- Absence de Phtalates dans le câble : OUI

Réf. 40556IP



**Douille 4 mm
Longueur 0.60 m - Radiotransparente**

MATERIAUX :

- Biocompatibilité
- Contact Ag/AgCl (Argent/Chlorure d'Argent)
- Gel solide repositionnable
- Fil couleur radio transparent ou cuivre
- Support polyester 25 X 22 mm
- Type de contact : laiton nickelé
- Conducteur fils : carbone
- Revêtement polyéthylène couleur


Réf. 40554IP



**Fiche sécurité DIN 1,5 mm
Longueur 0.60 m - Radiotransparente**

CONDITIONNEMENT :

- Bande de 3 électrodes dans sachet individuel
- 50 sachets par boîte
(boîte de 150 électrodes)



Réf. 40557IP



**Fiche sécurité DIN 1,5 mm
Longueur 0.50 m - Cuivre**