



**NOUVEAU CAPTEUR SPO2
A PATIENT UNIQUE NEONAT**

repositionnable avec fixation velcro



www.integral-process.com

Capter la vie - Sensing Life

DisposableWrap – Le nouveau capteur de SpO₂ à UU

EnviteC, Société leader dans les technologies de capteurs médicaux non-invasifs, propose le nouveau capteur de SpO₂ à UU **DisposableWrap**.

Caractéristiques principales :

- Prise en compte remarquable de la sécurité du patient
- Protection contre les allergies
- Amélioration du positionnement et du repositionnement sur un patient
- Augmente le confort du patient



A la différence des autres capteurs d'EnviteC, le capteur de SpO₂ **DisposableWrap** permet un large confort lors des repositionnements et dans la protection du patient.

La meilleure sécurité du patient est garantie par un confort de qualité :

- Bande Velcro® hypoallergénique agréée pour application médicale permettant un confort optimum pour la peau sans l'endommager ou provoquer de réaction allergique.
- Matière sans latex
- Protection de la peau grâce à une matière très douce
- Diminution de la sudation
- Utilisation de matériaux de première qualité
- Elimination des lésions lors des repositionnements.
- Conception ergonomique pour une meilleure aisance de pose

Manipulation optimale et facilité de pose sur le patient pour le personnel médical :

- Facile à poser et repositionner
- Pas de limite de durée de stockage

Données techniques

Capteur	Type néonatal
Câble	90 cm

Tableau de Compatibilité	Référence Capteurs	Câbles interface
BCI	92880ME	90742BCI
GE Ohmeda	92280ME	90188IP
GE connecteur rond	92280ME	90190IP
GE connecteur rectangulaire	92280ME	90187IP
Nellcor® *	92780ME	*
Nihon Kohden	92680ME	90775
Novamatrix	92580ME	90748IP
Ohmeda	92480ME	90738IP

* Seulement pour technologies de type Nellcor®

Fabriqué par Envitec Honeywell