



## Moniteurs patient série iMEC



**Série iMEC**  
Moniteur patient



Moniteur patient **écologique** pour des soins plus efficaces au chevet des patients

iMEC-8 – Ecran tactile couleur 8,4''  
ECG-RESP-PNI-SpO2 Mindray-2 T°  
Batterie Li ion 2600mAh incluse

iMEC-10 – Ecran tactile couleur 10,4''  
ECG-RESP-PNI-SpO2 Mindray-2 T°  
Batterie Li ion 2600mAh incluse

iMEC-12 – Ecran tactile couleur 12,1''  
ECG-RESP-PNI-SpO2 Mindray-2 T°  
Batterie Li ion 2600mAh incluse